


التعليمات الخاصة بالمريض

التعليمات الخاصة بجمع البراز


لقد تم إعطاؤك واحد أو أكثر من الأوعية التالية:

- مزرعة البراز مع وسط النقل – كاري بلير (سائل قرنفلي)
- البيوض والطفيليات مع وسط النقل – مثبت SAF (سائل شفاف)
- قنينة نظيفة (لا تحتوي على سائل)

قم بملء جميع الأوعية التي تم تقديمها لك. لا تتخلص من السائل.



5. الوعاء (الأوعية) التي تحتوي على سائل:
قم بإضافة 2-3 ملاعق من البراز حتى يصل السائل إلى العلامة "خط الماء". قم بإغلاق الغطاء (الأغطية) بإحكام، وقم بملء جميع الأوعية التي تم تقديمها لك. لا تتخلص من السائل.
قم بإغلاق الغطاء بإحكام.
قم بإضافة البراز حتى العلامة "خط الماء". قم بإغلاق الغطاء بإحكام.



غلاف من البلاستيك



6. قم بغسل اليدين بالماء والصابون.
قم بكتابة الاسم، وتاريخ الميلاد أو رقم البطاقة الصحية، وتاريخ ووقت جمع العينة على كل وعاء.
قم بوضع الوعاء (الأوعية) في كيس (أكياس) من البلاستيك وقم برفع قاعدة المراوح. قم بوضع طبقات من الغلاف البلاستيكي (على سبيل المثال Saran Wrap™) على صحن المراوح، بحيث تترك منخفضا طفيفا في المركز. قم بإنزال قاعدة المراوح. قم بإخراج البراز في الغلاف البلاستيكي.
قم بإغلاقها جيدا.



7. قم بإحضار الوعاء (الأوعية) إلى المختبر في خلال ساعة من جمع العينة. قد يؤثر التأخير في نتائج الاختبار. وحتى تقوم بإحضار العينات إلى المختبر، قم بحفظها كما يلي:

- المزرعة (السائل القرنفلي) – قم بتبريده
البيوض والطفيليات (السائل الشفاف) – يحفظ في درجة حرارة الغرفة
الوعاء النظيف (لا يحتوي على سائل) – قم بتبريده



3. بدلا عن ذلك، قم باستخدام وعاءٍ نظيف أو أصيص فراش معقم. لا تدع البول أو الماء يلمس عينة البراز.



4. باستخدام الملاعقة المتصلة بالغطاء، قم بوضع مساحات من البراز مختلطة بالدم، أو مساحات لزجة/بيضاء (مخاطية) من البراز (إذا كان يوجد)، في الوعاء (الأوعية). لا تقم بملء الوعاء (الأوعية) بشكل زائد عن الحد.