

On vous a fourni un ou plusieurs des contenants suivants :


**Ne pas jeter le liquide.**

**Remplissez tous les contenants, fournis.**

Milieu de transport pour culture, Cary-Blair (liquide rose).

Fixatif SAF, milieu de transport de selles pour œufs et parasites (liquide incolore).

Contenant propre (sans liquide):



**1** Urinez dans la toilette si besoin.




**2** Soulevez le siège de toilette. Placez une pellicule de plastique (ex. Saran Wrap™) sur la toilette, en prévoyant un léger renforcement au centre. Rabattez le siège de toilette. Déféquez sur la pellicule de plastique.



**3** Utilisez un bol propre ou un bassin hygiénique stérilisé. Ne pas laisser de l'urine ou de l'eau entrer en contact avec l'échantillon de selles.



**4** À l'aide de la spatule fixée au couvercle, déposez les parties sanguinolentes ou visqueuses/blanchâtres (glaireuses) des selles (si présentes) dans le(s) contenant(s). Ne pas trop remplir le(s) contenant(s).



**5** Dans le(s) contenant(s) renfermant un liquide : Ajoutez 2 ou 3 cuillérées de selles jusqu'à ce que le liquide atteigne la marque « FILL LINE ». **Vissez et serrez le(s) couvercle(s). Agitez le(s) contenant(s) renfermant un liquide pour mélanger le contenu.**

Dans le contenant vide PROPRE :

Ajoutez les selles jusqu'à la marque « FILL LINE ». **Vissez et serrez le couvercle.**



**6** Lavez-vous les mains à l'eau et au savon. Écrivez votre nom, date de naissance ou numéro de carte santé ainsi que la date et l'heure de la collecte sur chaque contenant. Placez le(s) contenant(s) dans un ou des sac(s) en plastique(s) et scellez-le(s).



**7** Rapportez le(s) contenant(s) au laboratoire dans les 24 heures de la collecte. Tout délai pourrait affecter les résultats des tests. Jusqu'à la réception des échantillons au laboratoire, les entreposer comme suit :  
CULTURE (liquide rose) - réfrigérer  
SAF (liquide incolore) – température ambiante  
PROPRE (aucun liquide) - réfrigérer