

已為您提供下面的一個或多個容器：

Cary Blair 氏糞培養運送培養基（粉色液體）
固定用 SAF，糞便運送培養基（寄生蟲及蟲卵檢測用）（透明液體）
乾淨小瓶（無液體）


不要棄去液體。
裝滿提供的所有容器。



1 如需要，可先小便至馬桶內。



5 在含液體的容器內：加入 2-3 勺糞便直至液面升至“填滿線”。蓋緊蓋子。在空的乾淨容器（如有提供）內：加入糞便至“填滿線”，蓋緊蓋子。



2 抬起馬桶座圈。將塑膠膜（例如保鮮膜™）撲在廁缸上，中心處留出低窪處。將馬桶座圈放下。排便至塑膠膜上。



6 搖動含有液體容器以混合內容物。




3 或者，使用乾淨的廁缸或已滅菌的便盆。請勿讓尿液或水接觸糞便樣本。



7 用肥皂和清水洗手。在每個容器上注明姓名、出生日期或醫保卡編號以及採集日期和時間。將容器放入塑膠袋中並密封。



4 使用連在蓋子上的小勺，將糞便中的血狀或黏液/白色（粘膜）區域（如果有）置入容器中。不要填裝過滿。



8 在採集後 24 小時內將容器帶回實驗室。延遲可能會影響檢測結果。樣本在帶回實驗室之前，按以下方法儲存：

培養物（粉色液體）——凍存
SAF（清澈液體）——室溫
乾淨小瓶（無液體）——凍存