

## 病患指示

### 尿液培養與敏感性檢查或結核菌素/抗酸桿菌檢查

您的醫師要求您提供尿液樣本，以進行下述 [X] 項檢查。爲了獲得有意義的化驗所檢查結果，請嚴格遵循以下說明。

#### 培養與敏感性(C&S)檢查：[ ]

- 在起床時或任何時間，在我們提供的 **C&S** 容器內採集尿液樣本。

#### 結核菌素(TB)/抗酸桿菌(ACB)檢查：[ ] 需採集的尿液樣本數量：\_\_\_\_\_

- 每天早晨起床後，立即在我們提供的無菌容器內採集尿液樣本。

#### 採集：

- 洗淨並擦乾雙手。
- 開始在馬桶內小便。把容器放在尿流處採集尿液時，不要停止尿流，在容器裏採集足夠量的尿液，直至容器半滿，在尿流結束前移開容器。至少需要採集 20mL 的尿液。
- 將容器的蓋子擰緊，注意您的手指不要觸碰到容器的邊緣和內側。

#### 貼標籤

- 在容器上貼上標籤，寫上您的姓名、出生日期和採樣日期。

#### 包裝

- 將容器放入我們提供的袋子裏，並將袋子密封好。
- 將書面文件摺好放入樣本運輸袋的外部兜內。這樣就可以確保樣本不會漏到書面文件上。

#### 儲存與運輸

- 冷藏樣本，並在採集當日送至化驗所。如果樣本是在夜間採集，請在次日早上盡快送至化驗所。延遲送達可能會影響檢查結果。
- 如果您為結核菌素(TB)/抗酸桿菌(ACB)檢查採集了多個樣本，您可以選擇每天將一個樣本送至化驗所，或將所有 3 個樣本冷藏保存，並在最後一個樣本採集後 24 小時內將所有樣本送至化驗所。