

التعليمات الخاصة بالمريض

الأقصورة (الدودة الدبوسية)

لقد طلب مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إحضار عينة لعمل اختبار للأقصورة.

من أجل الحصول على نتائج مقبولة للفحص المختبري، يرجى اتباع التعليمات الآتية بدقة.

1. قم بإخراج مجداف التحريك من داخل الوعاء، وأنت ممسك بالغطاء، ولا تقم بلمس المجداف.
2. قم بالفصل بين الإليتين واضغط بالسطح اللزج للمجداف على منطقة الشرج. يجب الحصول على العينة في الصباح الباكر قبل النهوض من الفراش، أو الإخراج (بدء حركة الأمعاء).
3. قم بإعادة المجداف إلى الوعاء وأغلق الغطاء جيدًا بإحكام.
4. قم بغسل اليدين جيدًا بالصابون بعد أن تقوم بإتمام أخذ العينة.
5. قم بكتابة المعلومات الخاصة بالمريض على بطاقة البيانات.

الإصدار الخاص بالمصنِّع V302-PIN