



دستورالعمل های مخصوص بیماران
------------------------------

کرمک
------

ارائه کننده مراقبت های بهداشتی و درمانی شما درخواست یک نمونه برای کرمک (Pinworm) کرده است. برای اینکه نتیجه آزمایش شما درست باشد، باید دستورات زیر را دقیقاً اجرا کنید.

1. درپوش را بگیرید، زبانه را از ظرف خارج کنید، به زبانه دست نزنید.
2. باسن را از هم باز کرده و سطح چسبناک زبانه را روی مقعد فشار دهید. نمونه را باید صبح زود قبل از بلند شدن یا اجابت مزاج تهیه کنید.
3. زبانه را به ظرف برگردانده و درپوش آنرا محکم ببندید.
4. بعد از اتمام کار دست های خود را خوب با صابون بشوئید.
5. اطلاعات بیمار را روی برچسب بنویسید.

Manufacturer Version V302-PIN