



<b>Consignes pour le patient</b>
----------------------------------

<b>Oxyures</b>
----------------

Votre fournisseur de soins de santé a demandé un échantillon d'oxyures.

Afin de produire un résultat de test de laboratoire valide, veuillez suivre ces instructions à la lettre.

1. Tout en tenant le bouchon, retirez la spatule du contenant; ne touchez pas la spatule.
2. Écartez les fesses et appuyez la partie collante de la spatule contre la région anale. L'échantillon doit être obtenu de bonne heure le matin avant de vous lever ou d'avoir des selles.
3. Remplacez la spatule dans le contenant et refermez le bouchon hermétiquement.
4. Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon lorsque vous avez terminé.
5. Inscrivez l'information concernant le patient sur l'étiquette.

Version fabricant V302-PIN