



환자 지침
요충

귀하의 담당 의사가 요충 샘플을 요청했습니다.

정확한 검사 결과를 얻으려면 아래의 지침을 잘 따르십시오.

1. 뚜껑을 잡고 용기에서 패들(노처럼 생긴 부분)을 꺼내십시오. 이 때 패들에 손이 닿지 않도록 주의하십시오.
2. 엉덩이를 양쪽으로 벌리고 패들의 끈끈한 면을 항문에 대고 누르십시오. 샘플은 이른 아침 기상 전 또는 배변을 보기 전에 수집되어야 합니다.
3. 패들을 용기 안에 다시 넣고 뚜껑을 단단히 닫으십시오.
4. 다 마치신 후에는 비누로 손을 깨끗이 씻으십시오
5. 라벨에 환자 정보를 정확하게 기록하십시오.

Manufacturer Version V302-PIN