

A

樣本收集和處理說明


頰側 / 雙側前鼻採集

以下說明書旨在幫助您收集雙側鼻樣本以進行COVID-19測試。首先，請仔細閱讀說明，然後按照每個步驟進行操作，以確保獲得準確的結果。注意：您必須年滿1歲，才能進行自我收集的雙側鼻樣本。


你或需要使用鏡子協助收集樣本。




1 用肥皂和清水徹底洗淨雙手。




2 獲取雙側前鼻收集測試套件。確認收集管中盛有液體，並且液體沒有明顯混濁。




3 在標籤上寫下您的全名，出生日期以及採集日期和時間，然後將其粘貼到試管上。




4 旋開試管的蓋子，將其右側朝上放在平坦的表面或試劑盒的指定範圍中。不要濺出試管中的內容物。




5 抓住棉籤包裝紙的兩端，然後慢慢將包裝紙剝下，露出棉籤手柄。不要拆開完全拭子。




6 從包裝中取出棉籤並抓住棉籤，以捏住刻痕線。這樣可以防止棉籤在使用過程中意外斷裂。




7 為避免污染，在收集之前，請確保拭子不與任何表面或您的手接觸。**如果被污染，請使用新的試劑盒。**
重要提示：請勿在收集之前預先潤濕或預先濕拭。




8 將拭子插入一側臉頰和下牙齦之間，旋轉拭子3次以確保其濕潤，並在另一邊重複一次。




9 將拭子插入鼻孔之內約1厘米（0.5寸）。將拭子在鼻孔內表面牢固地旋轉15秒鐘。




10 使用相同的拭子，另一個鼻孔重複收集樣本。再將棉籤旋轉15秒鐘。




11 立即將棉籤放入運輸管中，使刻痕線與運輸管的上邊緣齊平。



12 小心地折斷軸，讓棉籤掉落到通孔底部的液體中。




13 在頂部部分丟棄到普通垃圾中。



14 牢固地擰上管蓋。**重要：**出於安全和質量原因，將拒絕接受洩漏的標本。



15 用肥皂和清水徹底洗淨雙手。



16 將試管保存在室溫，並按照包裝樣本說明書包裝樣本。

