

## Directives au patient

### Directives pour le prélèvement des selles


Un ou plusieurs des contenants suivants vous ont été fournis :

- Article pour examen microscopique des selles relatif aux œufs et parasites avec milieu de transport – Fixateur SAF (liquide clair)
- Flacon clair (sans liquide)

Avertissement : Ne pas verser ou boire le liquide.




- 1** Urinez dans la toilette si nécessaire.



**2** **PELLICULE**

Soulevez le siège de toilette. Placez des feuilles de pellicule plastique (p. ex., Saran Wrap<sup>MC</sup>) sur la cuvette en laissant un léger creux au centre. Abaissez le siège de toilette. Allez à la selle sur la pellicule plastique.




- 3** Si vous préférez, utilisez un bol propre ou un bassin de lit stérilisé. Les échantillons de selles ne doivent pas être mélangés à l'urine ou à l'eau.



- 4** À l'aide de la cuillère attachée au bouchon, déposez les parties sanglantes ou visqueuses/blanches (muqueuses) des selles (le cas échéant) dans le(s) récipient(s). Ne remplissez pas excessivement le ou les contenants.

Remarque : Déposez les selles dans le(s) tube(s) de prélèvement dans les 30 minutes après l'émission des selles.



- 5** Contenant(s) avec liquide : Ajoutez 2 à 3 cuillères de selles jusqu'à ce que le liquide atteigne la « LIGNE DE REMPLISSAGE ». **Serrez fermement le(s) bouchon(s) et agitez pour mélanger.**

Contenant propre et vide : Déposez les selles jusqu'à la « LIGNE DE REMPLISSAGE ». **Serrez fermement le bouchon.**



- 6** Lavez-vous les mains à l'eau et au savon. Inscrivez votre nom, votre date de naissance ou votre numéro de carte santé, et la date et l'heure du prélèvement sur chaque contenant. Placez le(s) contenant(s) dans le(s) sac(s) en plastique et scellez.



- 7** Réfrigérez chaque échantillon et remettez-le au laboratoire le jour même du prélèvement. Si l'échantillon est prélevé pendant la nuit, remettez-le au laboratoire dès que possible le lendemain matin. Les retards peuvent affecter les résultats des tests.