

Instruções para o doente

Instruções de colheita de fezes

Foi-lhe fornecido um ou mais dos seguintes recipientes:


- Stool Culture with Transport Medium – Cary Blair (Pink Liquid) (Cultura de Fezes com Meio de Transporte – Cary Blair – Líquido Rosa)
- Ova & Parasites with Transport Medium – SAF Fixative (Clear Liquid) (Ovos e Parasitas com Meio de Transporte – Fixador SAF – Líquido Transparente)
- Frasco limpo (Sem líquido)

Encha todos os recipientes fornecidos. Não deite fora líquido.

Aviso: O líquido é tóxico. Não ingira.



- 1** Urine para a sanita se necessário.



2 **Película de plástico**


Levante a tampa da sanita. Coloque as folhas de película de plástico (p. ex. Saran Wrap™) por cima do assento da sanita, deixando um ligeiro declive no centro. Baixe a tampa da sanita. Defeque para a película de plástico.



- 3** Em alternativa, use uma bacia limpa ou um bacio esterilizado. Não deixe que a urina ou água toque na amostra de fezes.



- 4** Utilizando a colher presa à tampa, coloque áreas das fezes com sangue ou viscosas/brancas (muco) (se presentes) no(s) recipiente(s). Não encha o(s) recipiente(s) em excesso.
Nota: Coloque as fezes em recipientes de colheita até 30 minutos após a defecação.



- 5** **Recipiente(s) com líquido:**
Adicione 2-3 colheres cheias de fezes até o líquido atingir a “LINHA DE ENCHIMENTO”.
Aperte bem a(s) tampa(s) e agite para misturar.
Recipiente limpo e vazio:
Adicione fezes até à “LINHA DE ENCHIMENTO”.
Aperte bem a tampa.



- 6** Lave as mãos com água e sabão. Escreva o nome, data de nascimento ou número do cartão de saúde, e a data e hora da colheita em cada recipiente. Coloque o(s) recipiente(s) em sacos de plástico e feche hermeticamente.



- 7** Entregue o(s) recipiente(s) no laboratório até 24 horas após a colheita. Os atrasos podem afetar os resultados dos testes. Até à entrega das amostras no laboratório, conserve-as refrigeradas.