

病患須知

採便說明

我們已向您提供一個或多個如下容器：


- 糞便培養物運送培養基 - Cary Blair (粉紅色液體)
- 寄生蟲卵運送培養基 - SAF 固定液 (透明液體)
- 乾淨小瓶 (無液體)

請填滿所有容器。請勿倒掉瓶里原有的液體。

警告：液體有毒，請勿攝入。



1 若有需要，請在馬桶排尿。



2 **保鮮紙**

掀開馬桶座。將保鮮紙 (如 Saran Wrap™) 套在馬桶上，並讓保鮮紙中央輕微凹陷。然後放下馬桶座。將糞便排至保鮮紙上。




3 另亦可使用乾淨的碗或消毒便盆。請勿讓尿液或水分接觸糞便樣本。



4 使用與瓶蓋連接的匙，將糞便中帶血或黏稠/偏白 (黏液) 部分 (若有的話) 裝入容器。不要過度填充容器。

備註：在排便後 30 分鐘內將糞便放入採集容器。



5 含液體容器：
裝入 2-3 匙糞便，直到液體到達「滿位線」(FILL LINE) 為止。**轉緊瓶蓋，然後搖晃混合。**

乾淨的空容器：
裝入糞便到「滿位線」(FILL LINE)。**轉緊瓶蓋。**



6 用肥皂水清洗雙手。
然後在每一個容器寫上姓名、出生日期或健保卡卡號，以及採集日期和時間。
將容器放入塑膠袋後密封。



7 採集完畢後 24 小時內，將容器送回實驗室。延遲送回可能影響檢測結果。在樣本送回實驗室前，請冷藏儲存。