

## Hướng Dẫn Bệnh Nhân

### Hướng Dẫn Lấy Mẫu Phân

Quý vị đã được cung cấp một hoặc nhiều lọ chứa sau đây:


- Nuôi Cây Mẫu Phân với Môi Trường Vận Chuyển – Cary Blair (Chất Lồng Màu Hồng)
- Trứng & Ký Sinh Trùng với Môi Trường Vận Chuyển – SAF Fixative (Chất Lồng Trong Suốt)
- Lọ Sạch (Không Có Chất Lồng)

Lấy phân vào tất cả các lọ chứa được cung cấp. Không đổ bỏ các chất lỏng.

Cảnh báo: Chất lỏng này là chất độc. Không được nuốt.



**1** Đi tiểu vào bồn cầu nếu cần.



**2**

#### MÀNG BỌC

Nhấc bệ ngồi bồn cầu lên. Phủ các tấm màng bọc nhựa (ví dụ: Saran Wrap™) lên trên bàn cầu, để phần giữa màng bọc hơi trũng xuống. Hạ bệ ngồi bồn cầu xuống. Đi phân lên màng bọc nhựa.



**3**


Một cách khác là dùng tô sạch hoặc xô nằm tiệt trùng. Không để nước tiểu hoặc nước dãi vào mẫu phân.



**4**

Dùng thìa gắn sẵn với nắp lọ chứa để lấy phần phân có máu hoặc lẫn nhớt/màu trắng (nhày) (nếu có) cho vào (các) lọ chứa. Không lấy quá đầy (các) lọ chứa.

Lưu ý: Cho mẫu phân vào (các) lọ chứa trong vòng 30 phút sau khi đi vệ sinh.



**5**

(Các) lọ chứa có chất lỏng:

Đổ 2-3 thìa phân vào lọ cho đến khi chất lỏng chạm đến vạch "FILL LINE". **Vặn chặt nắp và lắc lọ chứa để trộn đều.**

Lọ chứa sạch và rỗng:

Đổ phân vào đến vạch "FILL LINE". **Vặn chặt nắp.**



**6**

Rửa tay bằng xà phòng và nước.

Viết Họ Tên, Ngày Sinh hoặc Số Thẻ Bảo Hiểm Y Tế, cũng như Ngày Giờ lấy mẫu lên trên mỗi lọ chứa.

Đặt (các) lọ chứa vào (các) túi nhựa và đóng kín túi.



**7**

Mang (các) lọ chứa trở lại phòng thí nghiệm trong vòng 24 giờ sau khi lấy mẫu. Chậm trễ có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Bảo quản lạnh cho đến khi mẫu bệnh phẩm được mang tới phòng thí nghiệm.