

환자 지시사항

기저귀 착용 아동 대변 검체

귀하의 담당 의사가 대변 검체를 요청했습니다.

정확한 검사 결과를 위해, 다음의 지시사항을 정확히 따라주시기 바랍니다.

수집

대변 수집 용기와 아동의 소변 수집 키트가 제공됩니다.

소변, 세제, 향수가 검사 결과의 방해요소가 될 수 있으므로, 샘플을 기저귀에서 직접 수집하지 마십시오.

1. 플라스틱 랩 (예, **Saran Wrap™**)을 기저귀에 대세요.
2. 백에 제공된 지시사항을 따라 아동에게 소변 수집 백을 착용시키세요.
3. 아동에게 플라스틱을 댄 기저귀를 착용시키세요.
4. 배변 활동 30분 이내에 플라스틱 랩에서 대변을 제거하세요.
5. 캡에 부착된 스푼을 이용하여, 대변의 피 또는 액체/하얀 (점액) 부분 (존재할 경우)을 제공된 용기에 넣으세요. 용기에 넘치게 담지 마십시오.
 - 액체가 있는 용기: 액체가 “**FILL LINE**”에 닿을 때까지 2스푼에서 3스푼을 넣고 뚜껑을 안전하게 잠그세요. 흔들어 섞으십시오.
 - 액체가 없는 용기: “**FILL LINE**”까지 대변을 넣고 뚜껑을 안전하게 잠그십시오.
6. 소변 수집 백을 제거하고 폐기하십시오.

표시

1. 아동의 이름, 생년월일, 수집 날짜를 각각의 용기에 표시하십시오.

포장

1. 용기를 제공된 백 안에 넣고 안전하게 닫으십시오.
2. 모든 문서를 접어 검체 운반 가방의 바깥 주머니에 넣으십시오.

이것은 검체가 문서에 묻는 것을 방지합니다.

보관 및 운반

1. 검체 수집 후 **24시간** 이내에 검사실로 용기를 가져오십시오.
운반의 지연은 검사 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. 검체가 검사실로 운반되기까지, 다음의 방법으로 보관하십시오:
 - **CULTURE** (분홍색 액체) – 냉장 보관
 - 난자 및 기생충 (투명한 액체) – 실온 보관
 - **CLEAN** (액체 없음) – 냉장 보관