

Directives au patient

Directives de prélèvement d'échantillons avec l'écouvillon FecalSwab de Copan en cas de diarrhée d'origine infectieuse et de C. difficile


Ces instructions sont relatives au tube de prélèvement FecalSwab de Copan. Reportez-vous aux instructions séparées si vous avez reçu un ou plusieurs autres tubes de prélèvement.

Avertissement : **Ne pas verser ou boire le liquide.**


- 1** Urinez dans la toilette si nécessaire. Prélevez des selles dans un tube de prélèvement propre ou placez de la pellicule plastique sur la cuvette et allez à la selle sur la pellicule plastique. Les échantillons de selles ne doivent pas être mélangés au papier toilette, à l'urine ou à l'eau.




- 2** Décollez l'emballage pour l'ouvrir et retirez l'écouvillon. Ne touchez pas l'extrémité de l'écouvillon.



- 3** Prélevez **une petite quantité de selles** en insérant l'extrémité de l'écouvillon dans l'échantillon de selles tout en tournant. Assurez-vous de prélever les parties sanglantes, visqueuses ou liquides des selles.




- 4** Ouvrez le tube. **Ne versez pas le conservateur liquide hors du contenant.** Insérez l'écouvillon dans le tube et assurez-vous de ne pas dépasser la ligne de remplissage maximum.




- 5** Pressez l'extrémité de l'écouvillon sur la paroi du tube pour que les selles se détachent et aillent dans le

liquide. Cassez la tige de l'écouvillon au niveau du point de cassure indiqué. **Serrez fermement le bouchon et agitez pour mélanger.**



- 6** Si une étiquette préimprimée vous a été fournie, collez-la comme montré ci-dessous. Placez l'étiquette dans le même sens que l'étiquette du tube et appuyez doucement pour la coller sur la surface. Inscrivez la date et l'heure du prélèvement sur la ligne « Date Collected ».

Si aucune étiquette ne vous a été fournie, inscrivez votre nom, votre date de naissance ou votre numéro de carte santé, et la date et l'heure du prélèvement sur le tube.



Placez le tube dans le sac en plastique fourni et scellez-le. Lavez-vous les mains à l'eau et au savon. Inscrivez la date et l'heure du prélèvement sur la demande fournie.

- 7** Réfrigérez l'échantillon et remettez-le au laboratoire le jour même du prélèvement. Si l'échantillon est prélevé pendant la nuit, remettez-le au laboratoire dès que possible le lendemain matin. Les retards peuvent affecter les résultats des tests.

Pour s'assurer que l'échantillon a été prélevé correctement et qu'il ne sera pas rejeté dans le cadre des tests, un assistant de laboratoire doit vérifier vos documents et votre échantillon avant que vous repartiez.