

## ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ

### ਕਲੈਮੀਡੀਆ (*Chlamydia*) ਅਤੇ ਨੇਇਸੇਰਿਆ ਗੋਨੋਰਰੋਈ (*Neisseria gonorrhoeae*) (GC) ਲਈ ਮੁੱਤਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਤਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  
ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

#### ਨਮੂਨਾ ਲੈਣਾ

1. ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੁੱਤਰ ਨਾ ਕਰੋ।
2. ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਡੱਬੇ ਤੇ 30 ਮਿ.ਲੀ. ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 30 ਮਿ.ਲੀ. ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ। ਮੁੱਤਰ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਲੇ ਵਹਾ ਵਾਲਾ ਮੁੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
3. 60 ਮਿ.ਲੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।  
ਜੇ 60 ਮਿ.ਲੀ. ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਮੁੱਤਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ।

#### ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ

1. ਆਪਣੇ ਨਾਂ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਅਤੇ ਇਕੱਤਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਬੇ ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਓ।

#### ਪੈਕ ਕਰਨਾ

1. ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰੋ।
2. ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਮੇੜੇ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੈਗ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਰਿਸਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ।

#### ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ

1. ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਫਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ।